

fisioterapia

SOMMINISTRARE ENERGIE FISICHE PER CONTROLLARE DOLORE E INFIAMMAZIONE



easytech
Back to motion

www.easytechitalia.com

new

fisioterapia »



La gamma di strumenti per fisioterapia è stata disegnata ed ottimizzata per il reale vantaggio dei pazienti e degli operatori. Affidabilità, funzionalità e tecnologia la pongono decisamente allo stato dell'arte.

Vantage

Elettroterapia a bassa e media frequenza a canali indipendenti. Miscelazione della corrente Iono, programmi predefiniti e memorie personalizzabili.

Action

Ultrasuoniterapia multifrequenza ad alte prestazioni. L'uso del quarzo garantisce resistenza, durata e stabilità delle frequenze 1 & 3 Mhz

Prestige

Laserterapia "giusta potenza" a manipolo; i 1600 mW utilizzati in trattamenti puntiformi o a spazzolamento permettono densità di energia commisurate all'effetto terapeutico desiderato.

Disponibili protocolli predefiniti e memorie programmabili.

Elite - Comfort

Magnetoterapia a Campi Magnetici Pulsanti per una vera innovazione tecnologica e applicativa

» Tutti gli apparati sono conformi alla Direttiva 93/42 CEE

ELETTROTERAPIA - Vantage 100/200

- » memorie 80
- » protocolli terapeutici 55
- » correnti a bassa frequenza (Vantage 100/200)
 - » galvanica » impulsi: rettangolare-triangolare-Trabert
 - » diadinamiche » faradiche » tens
- » correnti a media frequenza (solo Vantage 200)
 - » classica » isoplanare » vettoriale » bipolare » stomolante » Kotz
- » alimentazione 230V + 6% / -10% - 50/60 Hz
- » dimensione: cm. 38 x 21 x 15h

LASERTERAPIA - Prestige

- » alimentazione: batteria ricaricabile
- » assorbimento: 60 VA
- » emissione: continua e pulsata
- » densità di energia: max 2880 Joules
- » classe di protezione: 1 BF; laser: 4
- » frequenza: regolabile da 10 a 6000Hz
- » diodo laser: GaAs IR 808 nm, 1600 mW
- » visualizzazione: LCD per tutti i parametri
- » memorie: fino a 16
- » timer: digitale con segnale acustico e memoria
- » protocolli terapeutici: predefiniti

ULTRASUONI - Action 100/200

- » uscite 2 a commutazione
- » frequenza 1 e 3 MHz
- » emissione continua e pulsata
- » duty cycle 25% - 50% - 75% - 100%
- » visualizzazione cristalli liquidi
- » intensità della potenza emissione pulsata da 0,1 a 3W / cm²
- » timer digitale regolabile da 0 a 30 minuti
- » trasduttori: Action 100 1MHz 5 cm², Action 200 1MHz + 3 MHz 5 cm² per trattamenti a massaggio e in acqua
- » protocolli terapeutici predefiniti
- » accessori standard: gel, cavo rete e manuale d'uso
- » classe e tipo 1BF CEI 62-5 e 62-23
- » alimentazione 230V + 6% / -10% - 50/60 Hz
- » dimensione: cm. 38 x 21 x 15h

MAGNETOTERAPIA - Elite - Comfort

- » intensità di picco 100
- » intensità efficace max 50x4
- » modulazione 10 ÷ 200 Hz
- » memorie 50
- » protocolli 35
- » coppia di applicatori inclusa
- » classe e tipo 1 BF
- » alimentazione 230V + 6% / -10% - 50/60 Hz
- » dimensione: cm. 38 x 21 x 15h
- » Opzionale:
 - » lettino con 1 solenoide
 - » lettino con 2 solenoidi

easytech
Back to motion

Via della Fangosa, 32 » 50032 Borgo San Lorenzo (FI) » Tel. +39 055 8455216 » Fax +39 055 8454349

www.easytechitalia.com