

Offerta Primavera sui prodotti della linea di Fisioterapia classica.

ELETTROTERAPIA

Vantage 100

Apparecchio a 2 canali indipendenti
80 memorie disponibili – 35 protocolli terapeutici
Visualizzazione: Display LCD ed help in linea
Alimentazione 230V 50-60Hz (+/- 10%)

Correnti standard

Bassa Frequenza

- *Ionofresi* – Galvanica
- *Diadinamiche* – Monofase, difase, sincopata monofase, sincopata difase, corto periodo, lungo periodo
- *Tens* – Burst, random, modulata – Frequenza 10-320 Hz.
- *Stimolazione denervato* – Rettangolare – Triangolare
- *Stimolazione normo innervato* – Faradiche (Rettangolare, Triangolare, Neodinamica) – Bifasica

Fornito con i seguenti accessori

- Cavo rete
- Coppia elettrodi 10x12 cm con relative spugne per ogni uscita
- Una cinghia per ogni uscita
- Manuale d'uso

PREZZO LISTINO IVA Esclusa

€ 2.320,00

PREZZO A VOI RISERVATO

€ 990,00

Vantage 200

Apparecchio a 2 canali indipendenti
100 memorie disponibili – 55 protocolli terapeutici
Visualizzazione: Display LCD ed help in linea
Alimentazione 230V 50-60Hz (+/- 10%)

Correnti standard:

Bassa Frequenza

- *Ionofresi* – Galvanica
- *Diadinamiche* – Monofase, difase, sincopata monofase, sincopata difase, corto periodo, lungo periodo
- *Terapia antalgica* - Diadinamiche - Trabert - Tens (Burst, Random, Modulata) - Bifasica
- *Stimolazione denervato* – Rettangolare – Triangolare
- *Stimolazione normo innervato* – Faradiche (Rettangolare, Triangolare, Neodinamica) – Bifasica –
Media Frequenza
- *Interferenziale a 2 e 4 poli* – Classica, Isoplanare, Vettoriale, Media frequenza
- *Kotz*

Fornito con i seguenti accessori

- Cavo rete
- Coppia elettrodi 10x12 cm con relative spugne per ogni uscita
- Una cinghia per ogni uscita
- Manuale d'uso

PREZZO IVA Esclusa

€ 3.350,00

PREZZO A VOI RISERVATO

€ 1.100,00

Easytech S.r.l. – Via della Fangosa 32 – I 50032 Borgo San Lorenzo (FI)

Tel. +39 055 845 52 16 – Fax +39 055 845 43 49

Cod. Fis. 04617270485 – P Iva 01695620979

www.easytechitalia.com

Accessori opzionali:

- Coppia elettrodi 6x8 con spugne € 22,50
- Coppia elettrodi 5x5 con spugne € 20,25
- Coppia elettrodi 15x12 con spugne € 27,10
- Elettrodi a penna € 62,00
- Set elettrodi per vacumterapia 30 mm con spugne € 108,00
- Set elettrodi per vacumterapia 55 mm con spugne € 108,00
- Set elettrodi per vacumterapia 80 mm con spugne € 108,00
- Curva I/T € 150,00
- Carrello a due ripiani e vano accessori € 280,00
- Borsa in tela con manici e tracolla € 75,00

Sconto sugli accessori 30%

ULTRASUONI

Action 100

Ultrasuono da tavolo e portatile a 2 uscite a commutazione

Trasduttore ad alta efficienza e durata

Protocolli terapeutici predefiniti

Intensità 3 W/cm² per emissione continua e pulsata

Dispositivo "real time"

- Display a cristalli liquidi
- Frequenza 1 & 3 Mhz
- Emissione continua e pulsata
- Duty-cycle 25%, 50%, 75%
- Potenza emissione continua regolabile da 0,1 a 3 W/cm²
- Potenza emissione pulsata regolabile da 0,1 a 3 W/cm²
- Visualizzazione a cristalli liquidi
- Controllo-contatto
- Tempo reale
- Funzionamento in H₂O
- Terapie predefinite
- Timer digitale regolabile da 0 a 30 min
- Trasduttore al quarzo 1 Mhz 5cm² per trattamenti a massaggio ed in H₂O
- Alimentazione 230V +/- 10% - 50/60Hz
- Rif. Normativo Dir. CEE 93/42 – Classe IIa

Fornito con i seguenti accessori

- Cavo di rete
- Istruzioni d'uso

PREZZO IVA Esclusa

€ 1.720,00

PREZZO A VOI RISERVATO

€ 850,00

Accessori a richiesta

- Braccio di sostegno autobilanciato € 270,00
- Trasduttore 1 MHz 2cm² per trattamenti massaggio e in H₂O € 325,00
- Trasduttore 3 MHz 2cm² per trattamenti massaggio e in H₂O € 325,00
- Trasduttore 3 MHz 5cm² per trattamenti massaggio e in H₂O € 325,00
- Testina fissa con adattatore da riempire con acqua o gel € 455,00
- Borsa € 60,00

Sconto sugli accessori 30%

Easytech S.r.l. – Via della Fangosa 32 – I 50032 Borgo San Lorenzo (FI)

Tel. +39 055 845 52 16 – Fax +39 055 845 43 49

Cod. Fis. 04617270485 – P Iva 01695620979

www.easytechitalia.com

Action 200

Ultrasuono da tavolo e portatile a 2 uscite a commutazione
Trasduttore ad alta efficienza e durata
Protocolli terapeutici predefiniti
Intensità 3 W/cm² per emissione continua e pulsata
Dispositivo "real time"

- Display a cristalli liquidi
- Frequenza 1 e 3 Mhz
- Emissione continua e pulsata
- Duty-cycle 25%, 50%, 75%
- Potenza emissione continua regolabile da 0,1 a 3 W/cm²
- Potenza emissione pulsata regolabile da 0,1 a 3 W/cm²
- Visualizzazione a cristalli liquidi
- Controllo-contatto
- Tempo reale
- Funzionamento in H₂O
- Terapie predefinite
- Timer digitale regolabile da 0 a 30 min
- Trasduttore al quarzo 1 Mhz 5cm² per trattamenti a massaggio ed in H₂O
- Trasduttore 3 MHz 5cm² per trattamenti massaggio e in H₂O
- Alimentazione 230V +/- 10% - 50/60Hz
- Rif. Normativo Dir. CEE 93/42 – Classe IIa

Fornito con i seguenti accessori

- Cavo di rete
- Istruzioni d'uso

PREZZO IVA Esclusa

€ 2.050,00

PREZZO A VOI RISERVATO

€ 990,00

Accessori a richiesta

- Braccio di sostegno autobilanciato € 270,00
- Trasduttore 1 MHz 2cm² per trattamenti massaggio e in H₂O € 325,00
- Trasduttore 3 MHz 2cm² per trattamenti massaggio e in H₂O € 325,00
- Testina fissa con adattatore da riempire con acqua o gel € 455,00
- Borsa € 60,00

Sconto sugli accessori 30%

MAGNETOTERAPIA

Elite

Generatore da tavolo e portatile per magnetoterapia

- Quattro canali di uscita
- Erogazione di onda quadra regolabile in frequenza da 10 a 200 Hz
- Potenza di picco 100 Gauss
- Intensità media 50 Gauss regolabile da 5 a 50 Gauss
- Display a cristalli liquidi
- Protocolli terapeutici predefiniti
- 50 memorie disponibili per protocolli personalizzati
- Help in linea
- Display a cristalli liquidi

Easytech S.r.l. – Via della Fangosa 32 – I 50032 Borgo San Lorenzo (FI)

Tel. +39 055 845 52 16 – Fax +39 055 845 43 49

Cod. Fis. 04617270485 – P Iva 01695620979

www.easytechitalia.com

Fornito con i seguenti accessori

- Cavo di rete
- 2 solenoidi
- 1 cinghia per ogni uscita
- Istruzioni d'uso

PREZZO IVA Esclusa

€ 1.750,00

PREZZO A VOI RISERVATO

€ 850,00

Accessori a richiesta

- | | |
|---|----------|
| - Coppia di solenoidi per terza e quarta uscita | € 220,00 |
| - Carrello a due ripiani | € 320,00 |
| - Borsa | € 60,00 |

Sconto sugli accessori 30%

Condizioni standard di fornitura

- | | |
|---------------------|----------------------------------|
| - IVA: | a vostro carico a norma di legge |
| - Garanzia: | 12 mesi |
| - Consegna: | a Vs carico |
| - Imballo: | standard |
| - Pagamento: | RiBa 90 gg DF FM |
| - Validità offerta: | Agosto 2009 |

Restiamo a disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento.

MODULO D'ORDINE da compilare in ogni sua parte e rinviarci a mezzo Fax o mail
Fax : +39 055 845 43 49 mail: marketing@easytechitalia.com

Azienda: _____
Nome/ Cognome: _____
Indirizzo: _____

P.IVA e/o CF _____
Tel. e Fax _____
Mail: _____

Conferma d'Ordine n. / /MO

Data _____

Ci preghiamo confermarVi di aver disposto la fornitura, alle condizioni generali d'acquisto sul verso indicate, del materiale specificato e con le modalita' di seguito descritte:

Codice	Q.tà	Descrizione	Prezzo €. cad.	Prezzo Totale
TOTALE FORNITURA				

Il prezzo indicato è al netto dell'IVA e comprende eventuali materiali accessori a corredo.

Termini di consegna: a ns carico e cura
Tempi di consegna: pronta
Garanzia: 12 mesi
Imballo: standard
IVA: a Vs. carico a norma di legge
Pagamento: In contrassegno

Le apparecchiature sono conformi alla direttiva 93/42/CEE concernente i dispositivi medici attuata dal DL 46 del 4.02.97.

Distinti saluti.

EASYTECH s.r.l.

Per accettazione: **Data** _____

Timbro e firma _____

Per approvazione specifica delle clausole indicate nelle Condizioni Generali di Fornitura allegate:

Data _____

Timbro e firma _____

PIVA _____
BANCA _____ ABI _____ CAB _____ C/C _____

Easytech S.r.l. – Via della Fangosa 32 – I 50032 Borgo San Lorenzo (FI)

Tel. +39 055 845 52 16 – Fax +39 055 845 43 49

Cod. Fis. 04617270485 – P Iva 01695620979

www.easytechitalia.com

CONDIZIONI GENERALI DI FORNITURA

- 1 Il venditore garantisce che i prodotti venduti sono costruiti a regola d'arte e corrispondono a dati e descrizioni già fornite al momento dell'ordine del compratore.
- 2 La garanzia consiste nell'obbligo del venditore di sostituire o riparare gratuitamente i particolari che si guastassero per cattiva qualità del materiale e difetti di fabbricazione: esclusi quindi i casi di guasti dipendenti da imperizia, trascuratezza, nonché impiego di mezzi e materiali inadeguati; non rientrano nella garanzia quei pezzi che per loro natura siano soggetti a usura.
- 3 Il compratore rinuncia a richiedere qualsiasi danno diretto o indiretto per la mancata disponibilità dei prodotti acquistati dipendente dalle riparazioni che si rendessero necessarie durante la garanzia.
- 4 La garanzia è prestata presso la sede del venditore.
- 5 Il Venditore si riserva il diritto di proprietà delle cose vendute fino all'integrale pagamento del prezzo pattuito, restando perciò inibito al compratore, di vendere, rimuovere, ipotecare, pignorare, comunque vincolare i prodotti senza esplicito permesso del Venditore; in questo caso il compratore risponderà comunque dei beni acquistati anche in conseguenza di furto, incendio o altro caso fortuito.
- 6 Il mancato rispetto, da parte del compratore, dei termini di pagamento pattuiti produrrà l'immediata perdita della garanzia.
- 7 Ove si rendesse necessaria la registrazione del presente atto, le imposte e le penali saranno a carico del compratore;
- 8 Qualunque tipo di contestazione che dovesse essere avanzato dall'acquirente non costituirà motivo valido per sospendere o dilazionare i pagamenti;
- 9 Per qualunque contestazione relativa al presente atto sarà competente il foro di Firenze.
- 10 Il compratore si impegna ad informare entro 48 ore degli incidenti di cui venga a conoscenza in cui siano coinvolti i prodotti. In caso di richiamo del dispositivo, il compratore agirà in accordo con le norme richiamate dalla Direttiva sui Dispositivi Medici 93/42/CEE.