

The logo for 'easytech' features the brand name in a blue, sans-serif font. A stylized blue arc curves over the 'y' and under the 't', suggesting motion or a technological element.

Dispositivo per pressoterapia studiato per accelerare il recupero da sforzo fisico. Questo macchinario facilita la circolazione del sangue dopo l'esercizio fisico o dopo un infortunio. Ciò si traduce in un recupero più rapido e in una riduzione del dolore.

Pressoterapia Sport Press



Pressoterapia Sport Press

Sport Press è un sistema ad aria compressa indicato per alleviare la tensione muscolare temporaneamente e incrementare il flusso sanguigno ottenendo così un rapido recupero delle aree trattate.

Ideale per il recupero post sforzo. Permette di applicare recupero e rilassamento muscolare a una o due parti del corpo contemporaneamente.

Gli arti vengono inseriti all'interno di gambali e il soggetto interessato è sdraiato su un apposito lettino. Il macchinario funziona in autonomia e non ci sono preparazioni particolari che anticipano il trattamento. L'operatore accende il dispositivo e gli applicatori si gonfiano con una successione ordinata e personalizzata.

CARATTERISTICHE DEL DISPOSITIVO:

- Accessori di alta qualità
- Svariate modalità di lavoro per un miglior recupero
- Tecnologia silenziosa
- Controllo digitale e funzionalità rapida
- Adattatore universale
- Unità di controllo leggera
- Opzioni multiple per i manicotti
- Batteria ricaricabile a lunga durata

CARATTERISTICHE TECNICHE:

- 4 camere
- Modalità di compressione: 6
- Range di tempo: 1 minuto a 99 minuti
- Rango di pressione: 10 - 150 mmHg
- Caricabatterie: Sì (Batteria al litio: 11.1-12.6 V 4700 mAh o 6500 mAh)
- Adattatore: Sì (15V 6A)
- Tensione di ingresso: AC 100 - 240 V - 50/60 Hz
- Dimensioni: 270 x 148 x 128 mm
- Peso: 1,65 kg (senza batteria)

RISCHI E BENEFICI:

I rischi e i benefici legati all'uso di questo dispositivo, sono gli stessi di un massaggio manuale. Se la pressione non risulta piacevole, se ne può ridurre l'intensità o interrompere la sessione.



CONFIGURAZIONI DI VENDITA:

Dispositivo AirRelax LGT-2200SP
Adattatore 2,5m con cavo di alimentazione incluso
Tubo di connessione con doppio connettore
Borsa per il trasporto
Batteria ricaricabile 6500 mAh
Due gambali a 4 camere

ACCESSORI OPZIONALI:

Guanto 4 camere
Gambale taglia L 4 camere
Gambale taglia M 4 camere
Cavigliera/stivale 4 camere.
Pantalone anca e coscia 4 camere
Adattatore 3,5m con cavo di alimentazione
Adattatore 2,5m con cavo di alimentazione incluso
Tubo di connessione con doppio connettore
Borsa per il trasporto.
Batteria ricaricabile 6500 mAh

