

easytech



Ultrasuoni, elettroterapia e terapia combinata, tutto in un unico dispositivo. Grazie a una sofisticata combinazione tra alta tecnologia e 40 anni di esperienza, Soleo SonoStim soddisfa tutte le esigenze della fisioterapia moderna: compattezza, ergonomia e alte prestazioni.

Soleo SonoStim

Zimmer
MedizinSysteme

Soleo SonoStim

Utile per qualsiasi problema medico

Trattamenti consigliati e presentati in modo chiaro per i vari tipi di terapie disponibili in qualsiasi momento.

Su misura

Il programma personalizzato inizia con il risparmio di tempo nel trattamento.

I programmi preimpostati possono essere modificati e salvati per adattarli ai pazienti.

I parametri del paziente vengono salvati sulla scheda SD.

Design intelligente

Il design completo della nuova linea Soleo combina l'estetica con la funzionalità, l'ergonomia e la durata.

Semplicemente bello

L'involucro liscio e l'accattivante schermo tattile in vetro fanno sì che il dispositivo Soleo SonoStim si distingua davvero all'interno di una struttura.

Incredibilmente semplice

L'interfaccia utente della nuova generazione di Soleo è stata riprogettata per essere chiara e autoesplicativa, ma anche divertente da usare con ogni applicazione.

Grandi potenzialità

Soleo SonoStim ha le stesse funzioni dei dispositivi Sono e Soleo Galva e permette anche di combinare l'ultrasuonoterapia con l'elettroterapia. Grazie a questa tecnologia innovativa, con più di 300 indicazioni, questo dispositivo mobile e altamente tecnologico è adatto per un'ampia gamma di applicazioni.

Terapia del dolore.

Riabilitazione muscolare.

Aumento metabolico.

Miglioramento della circolazione.

Molteplici possibilità con la combinazione di 2 canali per estendere il campo di applicazione.

Trattamento combinato SonoSwing

Soleo SonoStim offre programmi preimpostati correlati agli effetti per un uso facile e rapido dell'efficace combinazione tra ultrasuoni ed elettrostimolazione.

Dal brevetto SonoSwing: le testine multifrequenza offrono entrambe le frequenze contemporaneamente (0,8 MHz e 2,4 MHz) in parallelo a un rapporto selezionato. L'utente può quindi determinare l'esatta profondità del trattamento desiderato. Queste caratteristiche permettono al terapeuta di focalizzare il piano di trattamento per ottenere la riduzione del dolore, o l'iperemia, o per potenziare i processi riparativi attraverso l'aumento metabolico.



CARATTERISTICHE TECNICHE:

Ultrasuoni

1 presa di corrente per una testina multifrequenza di 5 cm² testina da 1 cm² come optional.

Frequenze:

0,8 MHz per effetto profondo

2,4 MHz per effetto superficiale

Elettrostimolazione

2 canali indipendenti (con regolazione di programmi, intensità, parametri)

Scheda di memoria SD con 120 voci come preferiti

Dimensioni: 322 mm/234 mm/130 cm

Peso: 3 kg

CONFIGURAZIONE DI VENDITA:

Dispositivo elettromedicale Soleo SonoStim

ACCESSORI OPZIONALI:

VacoS coppettazione.

Consente di applicare facilmente gli elettrodi. I pazienti potranno godere degli effetti terapeutici della coppettazione durante l'elettroterapia.

