

**easytech**



Ormai da tempo l'ultrasuonoterapia si è affermata con successo come trattamento per le malattie infiammatorie croniche e degenerative dell'apparato muscolo-scheletrico e di sostegno. Soleo One è dedicato alla riabilitazione muscolare e sportiva.

**Sono One**

**Zimmer**  
MedizinSysteme

## Sono One

### Piccolo, leggero e altamente performante.

Sono One è un dispositivo ergonomico e dalle grandi prestazioni che offre un'ampia gamma di trattamenti per la riabilitazione muscolare e sportiva.

E' un dispositivo professionale e altamente performante che comprende tutte le funzioni per un'ultrasuonoterapia efficace.

Il sistema compatto e di dimensioni ridotte, è ideale per essere trasportato.

### Intuitivo, chiaro e veloce da usare.

#### Trattamento efficace

L'emissione di ultrasuoni a 1 e 3 MHz, pulsati e non pulsati, offre tutte le possibilità di un'ultrasuonoterapia moderna ed efficace.

#### Funzionalità

L'interfaccia touch screen a colori rende il trattamento un'esperienza piacevole.



### CARATTERISTICHE TECNICHE:

#### Frequenze:

1 MHz (effetto profondo);  
3 MHz (effetto superficiale)

#### Modalità:

Ultrasuoni continui  
Ultrasuoni pulsati, con frequenza di impulso regolabile 10 Hz, 20 Hz, 50 Hz, 100 Hz.

**Ciclo di lavoro:** 1:1, 1:2, 1:5, 1:10

**Superficie del trasduttore:** 5 cm<sup>2</sup>, AER=3 cm<sup>2</sup>

**Intensità:** max 3 W/cm<sup>2</sup>

**Livelli di intensità:** 0,1 W/cm<sup>2</sup> a intervalli di 0,1 W/cm<sup>2</sup>

**Numero di connessioni del trasduttore a ultrasuoni:** 1

**Dimensioni:** 95 mm x 138 mm x 238 mm

**Peso:** 1 kg

### CONFIGURAZIONE DI VENDITA:

Dispositivo elettromedicale Soleo One

