



Device for pressotherapy designed to accelerate recovery from physical exertion. This device eases blood flow after physical exercise or injuries. This translates to faster recovery times and a reduction of pain.

Sport Pressotherapy



Sport Pressotherapy

Sport Pressotherapy is an air compression system intended to temporarily relieve muscular tension and increase blood circulation to obtain a rapid recovery in the desired areas.

Ideal for post-effort recovery. Allows to treat and relax the muscles of more than one limb simultaneously.

Gli arti vengono inseriti all'interno di gambali e il soggetto interessato è sdraiato su un apposito lettino. Il macchinario funziona in autonomia e non ci sono preparazioni particolari che anticipano il trattamento. L'operatore accende il dispositivo e gli applicatori si gonfiano con una successione ordinata e personalizzata.

MAIN FEATURES:

- High-quality superimposed cuffs
- Multiple working modalities for a better recovery
- Silent technology
- Digital control and rapid functionality
- Universal adaptor
- Light control unit
- Multiple cuff options
- Long lasting rechargeable battery

TECHNICAL FEATURES:

- 4 Chambers.
- Compression modes: 6
- Time range: from 1 minute to 99 minutes
- Pressure range: 10 - 150mmHg
- Rechargeable battery: Yes (Lithium battery: 11.1-12.6V 4700mAh or 6500mAh)
- Adapter: Yes (15V 6A)
- Input voltage: AC 100-240V - 50/60 Hz
- Size: 270 x 148 x 128 mm
- Weight: 1,65 kg (without battery)

RISKS AND BENEFITS:

The risks and benefits when using this pack are the same as those of a manual massage. If the pressure is not comfortable, the intensity may be reduced or the session halted.



SALES SETUP:

- AirRelax LGT-2200SP
- Adapter 2,5m (power cord included)
- Connection tube with double connectors
- Transportation bag
- Rechargeable battery 6500 mAh
- Two high-quality cuffs for the legs

OPTIONAL ACCESSORIES:

- Arm cuff 4 ports
- Leg cuff size L 4 ports
- Leg cuff size M 4 ports
- Ankle/Foot cuff 4 ports
- Thigh and hip cuff 4 ports
- 3,5 m adapter / (power cord)
- 2,5 m adapter (power cord included)
- Connection tubes with double connectors
- Transportation bag
- Rechargeable battery 6500 mAh

