

Vscan Air™ CL

Doppia sonda convex e lineare

Vedi di più. Tratta più velocemente.



Libertà e flessibilità

Vscan Air CL definisce un nuovo standard nel settore dell'ecografia palmare. La doppia sonda wireless con trasduttori convex e lineare genera immagini chiarissime in qualsiasi momento, ovunque. Progettata pensando alla persona, essa è sempre con te: ultra-portatile, senza fili, personalizzabile e intuitiva. Piccolo e leggero, Vscan Air ti segue da tutti i pazienti.

Pratico formato tascabile

Velocizza le diagnosi e le decisioni sui trattamenti grazie alla scansione wireless total body utile quando sono necessarie risposte veloci presso il punto di cura. Vscan Air CL si può connettere all'app Vscan Air mediante dispositivi Android™ e iOS™.

Progettato su di te

Semplice integrazione di Vscan Air nelle vostre pratiche quotidiane. Le nostre innovazioni ultra-portatili si basano sul feedback dei medici per assicurare la loro facilità di utilizzo e intuitività nella navigazione.

Potenza 2 in 1

Vscan Air CL offre una doppia sonda che permette di eseguire scansioni profonde e superficiali con un unico dispositivo palmare, senza compromettere la qualità dell'immagine.

Durevolezza, garantita

Vscan Air CL è impermeabile, a prova di caduta secondo gli standard militari, adatto al volo, funzionale in ambulanza e supportato da una garanzia triennale. Offriamo inoltre il giusto supporto grazie all'assistenza locale affidabile, a strumenti formativi e risorse online.



Progettato su di te. Costruito per le tue necessità.

Porta Vscan Air CL ovunque serva* grazie alla connettività wireless e alla massima portabilità. Un solo dispositivo che fa per due: la sonda convessa è ideale per l'imaging addominale, per le valutazioni ostetriche e per altri ambiti, mentre la sonda lineare è ideale per le scansioni vascolari, muscolo-scheletriche, polmonari ed altro ancora. Scansioni profonde e superficiali con un solo dispositivo senza compromettere la qualità dell'immagine.



Il design ergonomico aiuta a mantenere le cose semplici con un solo swipe o tocco dei comandi, una interfaccia utente semplice e un design intuitivo.



L'esperienza wireless flessibile include una connettività wireless del dispositivo e la condivisione dei dati sul tuo server DICOM® o su cartelle condivise. Invia senza difficoltà la tua serie di immagini durante l'esame o dopo aver effettuato la connessione alla rete.



Condividi facilmente immagini o video anonimi di esami ecografici con altre app, incluso il tuo social feed; bastano pochi tocchi con l'app Vscan Air.



Monitoraggio continuo degli elementi trasduttori ed elettronici per garantire che il dispositivo funzioni correttamente anche dopo una caduta.



Avvia le scansioni più velocemente grazie all'accoppiamento intelligente, che mantiene la sonda connessa al dispositivo di visualizzazione durante il caricamento.



Le misurazioni e i fogli di lavoro ostetrici includono funzionalità per le misurazioni delle dimensioni fetali, il controllo del liquido amniotico, l'angolo di progressione e il peso fetale stimato.



La cybersicurezza leader di settore include l'eliminazione automatica delle immagini dopo l'esportazione, per proteggere le informazioni dei pazienti, oltre alla crittografia a due punti per mantenere sicuri i tuoi dati.



Strumenti di misurazione intuitivi per effettuare le misurazioni rapide di cui hai bisogno presso il punto di cura, dovunque tu possa effettuarle.



Snellisci il tuo flusso di lavoro effettuando annotazioni sulle immagini direttamente sul display del dispositivo.



Costruito sia per chi è alle prime armi che per ecografisti esperti, tenendo in considerazione valutazioni di base e avanzate.



B-mode



Doppler a colori



Doppler pulsato



M-mode

Potente elaborazione in un dispositivo tascabile

La conoscenza può fare la differenza per il paziente. L'ecografia palmare non deve compromettere la qualità dell'immagine e con Vscan Air ciò non accadrà mai.


Le immagini cristalline sono rese possibili grazie alla potenza di SignalMax™, la nostra tecnologia brevettata di elaborazione del segnale ad alta intensità.

Scopri la sicurezza che deriva dal vedere ora per trattare più rapidamente.


Vscan Air CL è composto da una sonda a doppia testa con trasduttori convess e lineare.



Profilo fetale



Tendine sovraspinato lungo



Fegato/rene

Ottieni di più dalla tua esperienza con Vscan Air

Imaging potente. Connessioni potenti. Due opzioni di sottoscrizione.

Vscan Air e i Digital Tools portano la tua esperienza con gli ecografi palmari un passo avanti, connettendoti ad una suite di strumenti digitali incentrati sull'utente mediante le sottoscrizioni opzionali di Vscan Air. Migliora il tuo flusso di lavoro mediante una collaborazione sicura e soluzioni per la gestione di immagini e dispositivi.



Individual Solutions ti offre l'accesso a:



MyImageCloud[†]

Offre l'archiviazione su cloud per gestire, condividere, accedere da remoto ai dati delle immagini e agli esami dovunque ti trovi.



MyRemoteShare*

Connettiti in modo facile e sicuro con i colleghi e i formatori in tempo reale, con la possibilità di condividere schermo, audio e video.

Fleet Solutions ti offre l'accesso a:



MyDeviceHub

Gestisci e controlla da remoto il tuo parco dispositivi Vscan Air.



MyRemoteShare

Connettiti in modo facile e sicuro con i colleghi e i formatori in tempo reale, con la possibilità di condividere schermo, audio e video.

* MyRemoteShare non è destinato all'uso diagnostico.
† Funziona con Centricity™ Universal Viewer Zero Footprint e Centricity Enterprise Archive.

I dati dei clienti dell'UE sono archiviati a Francoforte (Germania)
I Digital Tools potrebbero non essere disponibili nel tuo paese, a seconda della legislazione locale e delle procedure di approvazione

Creato da GE HealthCare, ispirato dalle tue esigenze

GE HealthCare, all'avanguardia dell'innovazione ecografica, ha creato Vscan, un ecografo palmare, grazie anche alla nostra costante collaborazione con aziende sanitarie e fornitori di cure in tutto il mondo.

Le nostre sonde tascabili sono facili da utilizzare: esse sono realizzate con la stessa innovazione in ambito ecografico per la quale GE HealthCare è famosa e supportano un numero crescente di operatori sanitari in più di 100 paesi.

© 2023 GE HealthCare.

SignalMax e Vscan Air sono marchi di GE HealthCare. GE è un marchio di General Electric Company utilizzato in conformità alla licenza per l'uso dei marchi. DICOM è un marchio registrato della National Electrical Manufacturers Association. Android è un marchio di Google LLC. iOS è un marchio di Cisco.

La disponibilità commerciale dei sistemi medicali di GE Healthcare è soggetta al rispetto dei requisiti locali in un determinato paese o regione. Per ulteriori informazioni, rivolgersi a un rappresentante GE Healthcare. Riservato solo agli operatori sanitari.

JB01040AFG , JB01997IT

Siamo al tuo fianco.

Ti accompagniamo nella tua esperienza con i dispositivi ecografici dalla prima scansione fino ad un utilizzo sicuro. Ottieni il massimo dal tuo sistema, dalle sonde di facile utilizzo e app intuitive fino all'assistenza e agli strumenti formativi di massimo livello offerti da GE HealthCare. Vscan Air viene fornito con una garanzia worry-free di 3 anni.



GE HealthCare