



Votre partenaire en rééducation

# BioStim

A blue ECG (heart rate) line graphic is positioned below the 'BioStim' text.

[www.mazetsante.fr](http://www.mazetsante.fr)



Monitor e computer non inclusi

# BioStim



## RIABILITAZIONE PERINEALE per tutti

BioStim è un dispositivo di elettroterapia e biofeedback progettato per assistere fisioterapisti e ostetriche nella riabilitazione del pavimento pelvico.

Grazie alla sua tecnologia computerizzata, BioStim è molto facile da usare e intuitivo da navigare. Include programmi preconfigurati che permettono di effettuare la maggior parte dei trattamenti di riabilitazione perineale in modo efficace, sia in ambito uroginecologico che anorettale.

Scansiona il QR code per saperne di più



## SEMPLIFICA E OTTIMIZZA LE TUE SESSIONI



Molto più di un semplice dispositivo, BioStim è un vero e proprio centro di riabilitazione alimentato da un software potente e scalabile.

Compatibile con Windows e Mac, consente di personalizzare i trattamenti, monitorare da vicino i progressi di ogni paziente e sfruttare appieno il potenziale del biofeedback per migliorare la consapevolezza perineale e muscolare.

Con oltre 80 programmi predefiniti che possono essere modificati e adattati a tutte le pratiche (uroginecologiche, anorettali, post-partum, ecc.), BioStim è adatto sia a giovani professionisti, praticanti esperti e formatori.

## INDICAZIONI BIOSTIM

- ✓ Riabilitazione post-partum
- ✓ Incontinenza urinaria e anale
- ✓ Prolasso (discesa degli organi)
- ✓ Patologie anorettali
- ✓ Dolore pelvico e perineale



## TECNICHE OFFERTE DA BIOSTIM

### BIOFEEDBACK

Elettromiografia (EMG), misurazione della pressione ed esercizi di rilassamento. Migliora la consapevolezza perineale e il controllo muscolare.

### PAIN RELIEF

Gate control e stimolazione delle endorfine. Sollievo dal dolore perineale o pelvico.

### EXCITOMOTOR

Riprogrammazione neuromotoria, riabilitazione e rafforzamento muscolare.

# 4h~ E] ~ 1 1 4# 4! 4 Y] 4D

MODERNO E CON  
INTERFACCIA  
INTUITIVA

SESSIONI ASSISTITE  
PREIMPOSTATE

MONITORAGGIO  
INTEGRATO DEL  
PAZIENTE

SICUREZZA  
ATTIVA

PROTOCOLLI DI  
TRATTAMENTO  
MODIFICABILI

BIOFEEDBACK  
DI ALTA  
QUALITA'



ANIMAZIONI  
PERSONALIZZABILI

CALIBRAZIONE  
AUTOMATICA  
O MANUALE

## COMPATIBILE CON...




### BioPod

Dispositivo wireless  
per biofeedback e  
riabilitazione del  
pavimento pelvico.



### BioMoov

Analisi delle curve al  
termine  
dell'esercizio per  
valutare l'efficacia  
degli Aggiustamenti  
Posturali  
Anticipatori (APA).



### Blueback Physio

Permette di misurare  
la capacità del  
paziente di attivare i  
muscoli addominali  
profondi.




Sonde  
Emy and Perifit  
per un biofeedback  
wireless funzionale.



# DISPONIBILE SECONDO LE TUE ESIGENZE

BioStim è disponibile in 4 versioni per soddisfare le tue esigenze e tecniche:

	<b>BioStim 1.0</b>	<b>BioStim 2.0+</b>	<b>BioStim 2.1+</b>	<b>BioStim 2.2+</b>
Numero di stimolazioni EMG e canali biofeedback	1	2	2	2
Numero di canali biofeedback Pressione	0	0	1	2
Compatibilità Bluetooth (Sonde + Blueback + Biomoov)		Opzionale	Opzionale	<input checked="" type="checkbox"/>
Compatibile con computer Windows e Mac	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Controllo da remoto	Opzionale	Opzionale	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Scheda paziente		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Biofeedback con stimolazione assistita		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Confronto delle curve (fino a 4 contemporaneamente)		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Possibilità di creare programmi di Biofeedback combinati		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>





# BioPod

D\_I h4 4 V~ 00I Vn~ SVI 1 V' # 4Ž4

Õë çPÚÕÊÖö ëP-É Ê ëP  
 èP Ê P -Ê æÕëëÊ ë ýP  
 P ÿPÊ-É



I çëÊë ë Ê çy ë ýP P çy Ê Úë æÕëëÊ ë ýP Ê ë Ê  
 ýP Ê ëÊPü ëËýP 4tëS Úä ýÚë ëë ëP-É  
 èP Ê P -Ê æÕëëÊ ë ýP P ÿPÊ-É ÊüèP  
 Õë çPÚÕÊÖö 1 Ê çÊ-Ê Ö ýýP ëëI t- P ë Ö ý Pý P  
 ý ü ýë Êèèë PÖë ÚP-É Ö ý Ê ë ýëü Ö -Ê ë  
 ç ýPýÚ ý çPÚÕÊÖö ëë ÿ Pü PÊ-É Ö ü P

\_ ÷ Ê-ÉèèP P çÊÖèP ÚÊ Ö ýçæ Ê P t ë S Ú ëÿ Pè Ê  
 P ç Êü Pý P ýPë Ö -ëÜë Ê Êü Pý ÿ  
 Êü Ö -Ê ë Pü è-ë Ê è-ç :: ÚP- É çy P ç PýÚ  
 ýÊ æÕëëÊ ë ýP ç ÖÊ-ë Ê Ê -ü ä Pý

Y ý Úë ýÖëëÚ P P ë ýë P ÚÚë çÊ P-É P  
 P çPý P t ë S Ú?ÿö èP Ê P ÿ Pè Ê P è-ë Pü Ê  
 t ë Y ä P t ë S Ú Ö :: ýÊ ÷ ë ýP Ê ý ü Ê P  
 Ö ü -É

Scansiona il QR code per saperne di più



# BioMoov

## La propriocezione al servizio della RIABILITAZIONE PERINEALE

BioMoov è un dispositivo innovativo progettato per integrare il lavoro propriocettivo nelle sessioni di riabilitazione perineale. Consente di esercitare il pavimento pelvico in situazioni di squilibrio, con o senza visualizzazione in tempo reale delle contrazioni muscolari.

Questo lavoro dinamico favorisce l'attivazione riflessa del perineo in condizioni simili a quelle che si incontrano nella vita quotidiana.

Analizzando le curve al termine dell'esercizio, il professionista può verificare l'efficacia dell'Anticipatory Postural Adjustment (APA), ovvero la capacità del pavimento pelvico di contrarsi preventivamente prima di ogni movimento.



Scansiona il QR code  
per saperne di più





Distributore per l'Italia:  
Easytech s.r.l.  
Via della Fangosa 32, 50132  
Borgo San Lorenzo (FI)  
[info@easytechitalia.com](mailto:info@easytechitalia.com)

[www.easytechitalia.com](http://www.easytechitalia.com)